

lp	Nazwa	ilość				
1	kolba okrągłodenna jednoszyjna 50ml, TS 19/26	10				
2	kolba okrągłodenna jednoszyjna 100ml, TS 19/26	8				
3	kolba okrągłodenna jednoszyjna 250ml, TS 29/32	6				
4	kolba sercowa 25ml, TS 14/23	10				
5	kolba sercowa 50ml, TS 19/26	10				
6	kolba sercowa 100ml, TS 19/26	10				
7	kolba sercowa 250ml, TS 19/26	4				
8	rozdzielacz 50ml, kran PTFE, korek PP, razem z odpowiadającym pierścieniem otwartym do statywu	2				
9	rozdzielacz 100ml, kran PTFE, korek PP, razem z odpowiadającym pierścieniem otwartym do statywu	2				
10	rozdzielacz 250ml, kran PTFE, korek PP, razem z odpowiadającym pierścieniem otwartym do statywu	2				
11	rozdzielacz 500ml, kran PTFE, korek PP, razem z odpowiadającym pierścieniem otwartym do statywu	1				
12	Nasadka kątowna, szlif męski 14/23 (z króćcem na wąż)	6				
13	Nasadka kątowna, szlif męski 19/26 (z króćcem na wąż)	4				
14	Nasadka kątowna, szlif męski 129/32(z króćcem na wąż)	4				
15	zlewka 100mL niska	20				
16	zlewka 250mL niska	10				
17	zlewka 500mL niska	2				
18	kolba erlenmayera 100ml (bez szlif)	20				
19	lejek szklany fi 40-60	5				
20	lejek szklany fi 65-90	5				
21	lejek szklany fi 100-120	2				
22	łapacz cieczy do wyparki szlif żeński 29/32, szlif męski 14/23 wg rys 1	3				
23	łapacz cieczy do wyparki szlif żeński 29/32, szlif męski 19/26 wg rys 1	3				
24	łapacz cieczy do wyparki szlif żeński 29/32, szlif męski 29/32 wg rys 1	3				
25	Szklane pipety Pasteura - bez zatyczki 150 mm, szkło sodowo-wapniowe	1000				
26	Szklane pipety Pasteura - bez zatyczki 230 mm, szkło sodowo-wapniowe	1000				
27	Gruszki gumowe - do pipet pastuera - 3 ml	15				
28	mufa (łącznik krzyżowy) na pręty o średnicy do 16mm, wykonane ze stali nierdzewnej, odlewu cynkowego, chromowanej stali lub aluminium	15				
29	łapa do kolb - 4 palce, wyścielana korkiem, rozwarcie w przedziale min 0-80mm (jak na rys 2) (stal nierdzewna lub odlew cynkowy)	6				
30	statyw laboratoryjny metalowy dl pręta min. 600-900mm, podstawa nie mniejsza niż 300x200mm,	3				
31	Lejek filtracyjny fi 30-40 mm spiek G4 objętość 30-60 ml	2				
32	Lejek filtracyjny fi 50-70 mm sipek G4 objętość 100-170ml	2				
33	Lejek filtracyjny fi 30-40 mm spiek G3 objętość 30-60 ml	2				
34	korek szklany dmuchany szlif NS29/32	10				
35	korek szklany dmuchany szlif NS19/26	10				
36	korek szklany dmuchany szlif NS14/23	10				
37	korek PP na szlif NS29/32	10				
38	korek PP na szlif NS19/26	20				
39	korek PP na szlif NS29/32	20				
40	klips do szlifów stożkowych NS14, polimerowy	10				
41	klips do szlifów stożkowych NS19, polimerowy	10				
42	klips do szlifów stożkowych NS29, polimerowy	10				
43	Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych O.D. górna 27 mm, O.D. dolna 17 mm	5				
44	Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych O.D. górna 40-45 mm, O.D. dolna 27-28 mm	5				
45	Korki gumowe (septa) z zawijanym brzegiem, zachowujące szczelność po przebicciu, pasujące do szlif NS14/23	10				
46	Korki gumowe (septa) z zawijanym brzegiem, zachowujące szczelność po przebicciu, pasujące do szlif NS19/26	10				
47	Korki gumowe (septa) z zawijanym brzegiem, zachowujące szczelność po przebicciu, pasujące do szlif NS29/32	10				



rys 1



rys 2