



AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH

Załącznik 2A

Sprawa: AKDZ.262.16.2025.SM

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł
a	b	c	d	e	f (d*e)	g	h (e+g)	i (f+g)
1.	BD FACSDiva™ CS&T IVD Beads kulki fluorescencyjne do wykonywania codziennej kontroli jakości (QC) ustawień cytometru BD FACS Canto II z poziomu programu FACS Diva nr katalogowy: 656047	op.	5					
2.	BD OneFlow™ Setup Beads kulki fluorescencyjne (set up beads) do ustawienia napięć do aplikacji i kontroli poprawności ustawień z poziomu programu FACS Diva nr katalogowy: 658620	op.	13					



AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH

3.	BD™ FC Beads 8-Color Kit for BD OneFlow™ zestaw 8 kulek fluorescencyjnych nasączonych pojedynczymi fluorochromami do ustawień kompensacji fluorescencji w cytometrze BD FACS Canto II z poziomu programu FACS Diva nr katalogowy: 658621	op.	3					
4.	BD™ CompBeads Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set zestaw mikrocząstek polistyrenowych wykorzystywanych w celu optymalizacji ustawień kompensacji fluorescencji stosowanej w wielokolorowej analizie cytometrycznej, zestaw zawierający dwa rodzaje mikrocząstek polistyrenowych: wiążące mysie Ig, posiadające łańcuchy kappa oraz cząstki nie posiadające zdolności wiązania przeciwciał nr katalogowy: 552843	op.	2					
5.	BD® FACSClean Solution roztwór czyszczący do cytometru FACS Canto II – op. 5L nr katalogowy: 340345	op.	4					



AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH

6.	BD FACSFlow™ Sheath Fluid płyn osłonowy do cytometru FACS Canto II – op. 20L nr katalogowy: 342003	op.	30					
7.	Shut down Solution płyn zamykający do cytometru FACS Canto II – op. 5L Shut down Solution nr katalogowy: 334224	op.	25					
							RAZEM BRUTTO	

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy